

웨스턴 블롯, Elisa용 Anti-Abhd5 단일클론 항체 - Q8Wts1

품목 번호: CM0009157

소개

인간 ABHD5 (CGI-58)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA 응용에 적합합니다. 쥐와 교차 반응합니다. 지질 방울 생물학, 인지질산 생합성, 트리아실글리세롤 대사 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ABHD5 토끼 mAb
비고/별칭	CGI58; IECN2; NCIE2; ABHD5
종	인간
GeneID (인간)	51099
GeneID	51099
면역원	합성 펩타이드 인간 ABHD5 (Q8WTS1)의 아미노산 100-200에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q8WTS1
단백질 무게	39kDa
배송	아이스백