

Wb, If-F, Ihc-P, Elisa용 Anti-Abhd6 Rabbit Mab - Q8R2Y0

품목 번호: CM0011305

소개

KO 검증 재조합 Abhd6 토끼 단일클론 항체로 WB, IF-F, IHC-P, ELISA에 사용됩니다. 사람, 마우스, 래트의 ABHD6을 검출합니다. 지질 대사 및 엔도카나비노이드 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증] Abhd6 Rabbit mAb
비고/별칭	AA673485; AV065425; 0610041D24Rik; ABHD6
종	마우스
유전자 ID (사람)	57406
유전자 ID	66082
면역원	재조합 단백질: 마우스 Abhd6 (NP_001317993.1)의 아미노산 119-315 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF-F, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q8R2Y0
단백질 분자량	38kDa
배송	아이스백