


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Abi1 폴리클로날 항체 - Q8Izp0

품목 번호: CM0021121



소개

WB, IHC-P, ELISA용 인간 ABI1(Abi-1, E3B1)를 타겟으로 하는 친화력 정제 토빈 폴리클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트 샘플의 내인성 ABI1을 검출하며, 세포 신호 전달, 세포골격 역학, 신경 발달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ABI1 Rabbit pAb
비고/별칭	E3B1; ABI-1; ABLBP4; NAP1BP; SSH3BP; SSH3BP1; ABI1
종(Species)	Human
유전자 ID (사람)	10006
항원(Immunogen)	사람 ABI1 (NP_001012770)의 아미노산 180-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
어플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q8IZP0
단백질 분자량	55kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)