

Wb, Ihc-P, Elisa용 항Abi3 토끼 단클론 항체 - Q9P2A4

품목 번호: CM0006602

소개

인간 ABI3(NESH/SSH3BP3)를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역조직화학(파라핀), ELISA에 적합합니다. 예상 분자량 39kDa로 인간, 마우스, 래트 ABI3를 검출합니다. 종양 전이 및 세포 운동성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ABI3 토끼 mAb
비고/별칭	NESH; SSH3BP3; ABI3
종	인간
유전자ID (인간)	51225
유전자ID	51225
면역원	인간 ABI3 (NP_057512.2)의 아미노산 197-366을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9P2A4
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스 팩