

Anti-Abi4 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - A0Mes8

품목 번호: CM0019171

소개

애기장대(애기장대) ABI4를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, ABA 신호 전달, 스트레스 반응 및 발달에 관여하는 에틸렌 반응성 전사 인자입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되어 식물 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ABI4 Rabbit pAb
비고/별칭	ABA INSENSITIVE 4; ABSCISIC ACID-INSENSITIVE PROTEIN 4; ATAB14; GIN6; GLUCOSE INSENSITIVE 6; IMPAIRED SUCROSE INDUCTION 3; ISI3; SALOBRENO 5; SAN5; SIS5; SUCROSE UNCOUPLED 6; SUGAR-INSENSITIVE 5; SUN6; T7M7.16; ABI4
종	애기장대
GeneID (인간)	64116
GeneID	818614
면역원	애기장대 ABI4 (NP_181551.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	애기장대
SWISS	A0MES8
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백