


Wb, Elisa용 Anti-Abl2 Rabbit Monoclonal Antibody - P42684

품목 번호: CM0002145



소개

WB 및 ELISA 응용을 위한 인간 ABL2(ARG)를 표적하는 고품질 토끼 단일클론 항체. 쥐와 교차 반응. 세포골격 재구성 및 세포 접착 연구에 대해 검증됨.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ABL2 Rabbit mAb
비고/별칭	ARG; ABL2; ABL2
종	인간
GeneID (인간)	27
GeneID	27
면역원	인간 ABL2(P42684)의 아미노산 500-600에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	P42684
단백질 분자량	128kDa
배송	아이스백