


Wb 및 Elisa용 항-Ablim3 다클론 항체 - O94929

품목 번호: CM0020395



소개

악틴 결합 LIM 스캐폴드 단백질인 인간 ABLIM3를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 적용 분야: WB, ELISA. 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. 심장 및 뇌 연구에 이상적입니다. CamelBio에서 제공합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ABLIM3 토끼 pAb
비고/별칭	HMFN1661; ABLIM3
종	인간
유전자 ID (인간)	22885
유전자 ID	22885
면역원	인간 ABLIM3 (NP_001287957.1)의 아미노산 350-520에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 쥐
SWISS	O94929
단백질 분자량	78kDa
배송	아이스백