

Wb 및 Elisa용 항-Abr 토끼 다클론 항체 - Q12979

품목 번호: CM0022161

소개

인간 ABR(활성 파단점 클러스터 영역 관련 단백질)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 래트와 교차 반응합니다. GTPase 신호 전달 및 신경 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ABR 토끼 pAb
비고/별칭	MDB; ABR
종	인간
유전자ID	29
면역원	인간 ABR (NP_001243776.1)의 아미노산 200번부터 C-말단까지의 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q12979
단백질 분자량	98kDa
배송 방식	아이스 팩