

Wb, Elisa용 Anti-Abtb1 토끼 다클로날 항체 - Q969K4

품목 번호: CM0024472

소개

마우스 및 랫트와의 교차 반응성을 확인한 WB 및 ELISA용 고품질 Anti-ABTB1 토끼 다클로날 항체입니다. PTEN 성장 억제 신호 전달 및 발달 과정 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ABTB1 Rabbit pAb
비고/별칭	BPOZ; BTB3; BTBDBD21; EF1ABP; PP2259; ABTB1
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	80325
GeneID	80325
면역원(Immunogen)	사람 ABTB1 (NP_742024.1)의 아미노산 1-140에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q969K4
단백질 분자량(Protein Weight)	54kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)