

Wb, Elisa용 Anti-Acaa1 폴리클로날 항체 - P09110

품목 번호: CM0022197



소개

인간 ACAA1(3-케토아실-CoA 티올라제)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 교차 반응성을 보입니다. 과육시습 지방산 베타 산화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ACAA1 Rabbit pAb
비고/별칭	ACAA; THIO; PTHIO; Lnc-Myd88; ACAA1
종	인간
GeneID (인간)	30
GeneID	30
면역원	인간 ACAA1의 아미노산 210-310에 해당하는 합성 펩타이드 (NP_001598.1)
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P09110
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백