


Wb, If/Icc, Elisa용 항Acaa2 토끼 단클론 항체 - P42765

품목 번호: CM0002187



소개

인간 ACAA2(3-케토아실-CoA 티올라제)를 표적으로 하는 고품질 토끼 단클론 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 래트와 교차 반응합니다. 지방산 대사 및 미토콘드리아 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ACAA2 토끼 단클론 항체
비고/별칭	DSAEC; ACAA2
종	인간
유전자 ID (인간)	10449
유전자 ID	10449
면역원	합성 펩타이드 인간 ACAA2 (P42765)의 아미노산 298-397 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P42765
단백질 분자량	42kDa
배송 방식	아이스백