


Ihc-P 및 Elisa용 Anti-Acac1/Acc1 다클론 항체 - Q13085

품목 번호: CM0022721



소개

IHC-P 및 ELISA용으로 검증된 인간 ACAC1(ACC1)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 지방산 생합성 및 대사 연구 응용에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ACAC1 토끼 pAb
비고/별칭	ACC; ACAC; ACC1; ACCA; Acac1; hACC1; ACACAD; ACCalpha; ACACalpha; acetyl-ACC1
종	인간
유전자 ID(인간)	31
유전자 ID	31
면역원	인간 ACAC1(NP_942133.1)의 아미노산 1~75 범위 내 서열에 해당하는 재조합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q13085
단백질 분자량	266kDa
배송	아이스백