


Wb 및 Elisa용 항Acad11 토끼 다클론 항체 - Q709F0

품목 번호: CM0013012



소개

인간 ACAD11을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 중추신경계 지방산 베타산화에 관여하는 약 87 kDa 단백질을 검출하며, 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	ACAD11 토끼 pAb
비고/별칭	ACAD-11; ACAD11
종	인간
유전자 ID (인간)	84129
면역원	인간 ACAD11 (NP_115545.3)의 아미노산 1-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q709F0
단백질 분자량	87kDa
배송	아이스백