

Wb, Elisa용 Anti-Acad8 폴리클론항체 - Q9Z0M6

품목 번호: CM0019228

소개

WB 및 ELISA 적용을 위한 ACAD8(IGDH/ARC42)
표적 고품질 토끼 폴리클론항체. 마우스 및 랫드와의 교차
반응성을 나타냅니다. 백혈구 부착 및 이동에 관한 연구에
적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ACAD8 Rabbit pAb
비고/별칭	IGDH; ARC42; ACAD-8; ACAD8
종	인간
GeneID (인간)	27034
GeneID	27034
면역원	인간 ACAD8 (NP_055199.1)의 아미노산 24-415에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q9Z0M6
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백