

Wb 및 Elisa용 항Acad9 토끼 다클론 항체 - Q9H845

품목 번호: CM0026155



소개

인간 ACAD9를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 복합체 I 조립 및 지방산 산화 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ACAD9 토끼 pAb
비고/별칭	NPD002; MC1DN20; ACAD9
종	인간
유전자 ID	28976 (인간)
면역원	인간 ACAD9(NP_054768.2)의 아미노산 1-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9H845
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스 팩