


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Acadl 토끼 다클론 항체 - P28330

품목 번호: CM0016571



소개

인체 ACADL(LCAD)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA 검증을 완료하였으며 마우스 및 랫드와 교차 반응성을 보입니다. 미토콘드리아 지방산 산화 연구에 이상적입니다. 면역원: 아미노산 31-210을 포함하는 재조합 융합 단백질.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ACADL 토끼 pAb
비고/별칭	LCAD; ACAD4; ACADL
종	인체
GeneID (인체)	33
GeneID	33
면역원	인체 ACADL(NP_001599.1)의 아미노산 31-210에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인체, 마우스, 랫드
SWISS	P28330
단백질 무게	48kDa
배송	아이스팩