

Anti-Acadm (Mcad) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P11310

품목 번호: CM0018780



소개

재조합 ACADM 단백질에 대해 제작된 인간 ACADM (MCADH)에 대한 친화성 정제 토끼 폴리클론항체. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증됨; 생쥐 및 쥐와 교차반응. 지방산 산화 및 미토콘드리아 질환 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ACADM Rabbit pAb
비고/별칭	MCAD, ACAD1, MCADH
종	인간
GeneID (Human)	34
GeneID	34
면역원	인간 ACADM (NP_000007.1)의 아미노산 1-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P11310
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스백