

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Acadm 토끼 단일클론 항체 - P11310

품목 번호: CM0009980



소개

미토콘드리아 지방산 베타 산화 연구를 위한 인간 ACADM (MCAD) 단백질을 표적하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 47kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ACADM Rabbit mAb
비고/별칭	MCAD; ACAD1; MCADH; ACADM
종	인간
유전자 ID (인간)	34
유전자 ID	34
면역원	합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P11310
단백질 크기	47kDa
배송	아이스 팩