


Anti-Acads 폴리클론 항체 For Wb, Ihc-P, Elisa - P16219

품목 번호: CM0015136



소개

인간 ACADS(단쇄 특이 아실-CoA 탈수소효소)에 대한 Rabbit 폴리클론 항체로 WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 지방산 베타 산화 연구에 최적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ACADS Rabbit pAb
비고/별칭	SCAD; ACAD3; ACADS
종	인간
유전자 ID	35
면역원	인간 ACADS (NP_000008.1)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P16219
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백