


Anti-Acads Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ip, Elisa - P16219

품목 번호: CM0026764



소개

인간 ACADS (SCAD)에 대한 토끼 폴리클론 항체, 마우스 및 래트와 교차 반응성. WB, IP, ELISA에 대해 검증됨. 미토콘드리아 지방산 베타 산화 연구를 위한 단쇄 아실-CoA 탈수소효소를 표적.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	ACADS Rabbit pAb
비고/별칭	SCAD; ACAD3; ACADS
종	인간
유전자 ID (인간)	35
유전자 ID	35
면역원	인간 ACADS (NP_000008.1)의 아미노산 1-260 서열에 해당하는 제조합 융합 단백질.
원료	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P16219
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백