

Ihc-P, Elisa용 Anti-Acadsb 토끼 다클론 항체 - P45954

품목 번호: CM0016733



소개

IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 ACADSB 토끼 다클론 항체로, 인간, 마우스, 랫드 ACADSB를 검출합니다. 분지쇄 지방산 산화 및 L-이소류신 대사 연구에 적합합니다. SWISS: P45954.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	ACADSB 토끼 pAb
비고/별칭	ACAD7; SBCAD; 2-MEBCAD; ACADSB
종	인간
유전자 ID (인간)	36
유전자 ID	36
면역원	인간 ACADSB의 아미노산 133-432에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_001600.1)
항체 기원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P45954
단백질 분자량	47kDa
배송	아이스팩