

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Acadvl 폴리클로날 항체 - P49748

품목 번호: CM0029947



소개

인간 ACADVL에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트 샘플의 내인성 ACADVL을 검출합니다. 미토콘드리아 지방산 베타 산화 장애 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ACADVL Rabbit pAb
비고/별칭	ACAD6; LCACD; VLCAD; ACADVL
종	Human
GeneID (Human)	37
GeneID	37
면역원	인간 ACADVL (NP_000009.1)의 아미노산 1-140에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 단백질 / 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P49748
단백질 분자량	70kDa
배송	아이스백