

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Acap2 토끼 다클론 항체 - Q15057

품목 번호: CM0015169



소개

인간 ACAP2(코일드코일, ANK 반복 및 PH 도메인 함유 단백질 2를 가진 Arf-GAP)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 반응합니다. 예측 분자량은 88 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ACAP2 토끼 pAb
비고/별칭	CENTB2; CNT-B2; ACAP2
종	인간
유전자 ID (인간)	23527
유전자 ID	23527
면역원	인간 ACAP2(NP_036419.3)의 아미노산 50-160번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q15057
단백질 중량	88kDa
배송	아이스팩