


Wb, Ihc-P, Elisa용 항Acat1 토끼 단일클론 항체 - P24752

품목 번호: CM0003587



소개

인간 ACAT1에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 래트 샘플과 반응합니다. 베타 산화 및 케톤체 대사에 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ACAT1 토끼 단일클론항체
비고/별칭	T2; MAT; ACAT; THIL; ACAT1
종	인간
유전자 ID (인간)	38
유전자 ID	38
면역원	인간 ACAT1 (P24752)의 아미노산 328-427 내 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 래트
SWISS	P24752
단백질 분자량	45kDa
배송 방식	아이스 팩