


## Anti-Acat1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P24752

품목 번호: CM0007642



### 소개

지방산 베타 산화 및 케톤 체 대사의 핵심 미토콘드리아 효소인 인간 ACAT1을 표적하는 고품질의 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 대사 및 미토콘드리아 연구에 이상적입니다.

### 자세히 알아보기

| 매개변수        | 값                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 제품명         | ACAT1 Rabbit mAb                                       |
| 비고/별칭       | T2; MAT; ACAT; THIL; ACAT1                             |
| 종           | 인간(Human)                                              |
| 유전자 ID (인간) | 38                                                     |
| 유전자 ID      | 38                                                     |
| 면역원         | 인간 ACAT1 (NM_000019.4)의 아미노산 34-427 내 서열에 해당하는 재조합 단백질 |
| 공급원         | 토끼(Rabbit)                                             |
| 카테고리        | 단일클론 항체                                                |
| 애플리케이션      | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                               |
| 교차 반응성      | 인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)                         |
| SWISS       | P24752                                                 |
| 단백질 분자량     | 45kDa                                                  |
| 배송          | 아이스 백(Ice bag)                                         |