


Anti-Acat1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P24752

품목 번호: CM0014984



소개

인간 ACAT1에 대한 토끼 폴리클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 지방산 산화 및 케톤체 대사 연구에 유효성이 입증되었습니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	ACAT1 Rabbit pAb
비고/별칭	T2, MAT, ACAT, THIL, ACAT1
종	인간
GeneID (인간)	38
GeneID	38
면역원	인간 ACAT1 (NP_000010.1)의 아미노산 1-145에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P24752
단백질 분자량	45 kDa
배송	아이스백