


Anti-Acat2 토끼 다클로날 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - Q9Bwd1

품목 번호: CM0024945



소개

인간 ACAT2를 타겟팅하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐를 검출합니다. 콜레스테롤 생합성에 관여하는 세포질 아세틸-CoA 아세틸트랜스퍼라제입니다. IVD 원자재 공급 및 연구용입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ACAT2 Rabbit pAb
비고/별칭	ACAT2
종(Species)	Human
GeneID (Human)	39
면역원(Immunogen)	인간 ACAT2 (NP_005882.2)의 아미노산 159-277 내 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	다클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9BWD1
단백질 분자량	41kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)