


Wb, If/Icc, Elisa용 항Acbd3 다클론 항체 - Q9H3P7

품목 번호: CM0021339



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 인간 ACBD3(GCP60)에 대한 고친화성 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 골지 장치 및 스테로이드 생합성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ACBD3 토끼 pAb
비고/별칭	PAP7, GCP60, GOCAP1, GOLPH1, ACBD3
종	인간
유전자 ID (인간)	64746
유전자 ID	64746
면역원	제조합 단백질 인간 ACBD3(NP_073572.2)의 아미노산 1-160에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9H3P7
단백질 분자량	61kDa
배송 방식	아이스팩