

Anti-Acc1 (Ko 검증) Wb, Ihc-P, Elisa용 토끼 다클론 항체 - Q5Swu9

품목 번호: CM0031090

소개

ACC1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 지방산 합성 연구에 필수적이며, 원스톱 IVD 원료 파트너 CamelBio가 공급합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증] ACC1 토끼 pAb
비고/별칭	Acac; Acc1; Gm738; A530025K05Rik
종	마우스
유전자ID (인간)	31
유전자ID	107476
면역원	인간 ACC1 (NP_579938.2)의 아미노산 2246-2345 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q5SWU9
단백질 분자량	265 kDa/270 kDa
배송	아이스백