


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Acc1 폴리클로날 항체 - Q13085

품목 번호: CM0023193



소개

WB, IHC-P, ELISA 검증을 마친 고품질 anti-ACC1 토끼 폴리클로날 항체입니다. 지방산 합성의 핵심 효소인 인간 아세틸-CoA 카르복실화효소 1을 표적하며, 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	ACC1 Rabbit pAb
비고/별칭	ACC; ACAC; ACCI; ACCA; Acac1; hACCI; ACACAD; ACCalpha; ACACalpha
종	인간
GeneID	31
면역원	인간 ACC1 (NP_942133.1)의 아미노산 1190-1340에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	Q13085
단백질 분자량	266kDa
배송	아이스백