


## Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Acc1 폴리클로날 항체 - Q13085

품목 번호: CM0015586



### 소개

인간 ACC1 (Acetyl-CoA carboxylase 1)를 타겟팅하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫트를 검출합니다. 지방산 생합성 연구에 사용됩니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | ACC1 Rabbit pAb                                                  |
| 비고/별칭                    | ACC; ACAC; ACC1; ACCA; Acac1; hACC1; ACACAD; ACCalpha; ACACalpha |
| 종(Species)               | 인간(Human)                                                        |
| GeneID (인간)              | 31                                                               |
| 항원(Immunogen)            | 인간 ACC1 (NP_942133.1)의 아미노산 2266-2346에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질  |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                                       |
| 카테고리                     | 폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                                  |
| 애플리케이션(Application)      | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA                                     |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)                                   |
| SWISS                    | Q13085                                                           |
| 단백질 분자량                  | 266 kDa                                                          |
| 배송(Shipping)             | 아이스 팩(Ice bag)                                                   |