


Wb 및 Elisa용 Anti-Acd 토끼 다클론 항체 - Q96Ap0

품목 번호: CM0017125



소개

인간 샘플을 사용하여 WB 및 ELISA 검증을 완료한 Anti-ACD 토끼 다클론 항체입니다. 텔로미어 유지 및 보호에 관여하는 셀터린 단백질 ACD(PIP1/PTOP/TPP1)를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ACD 토끼 pAb
비고/별칭	PIP1; PTOPI; TPP1; TINT1; ACD
종	인간
GeneID(인간)	65057
면역원	인간 ACD(NP_001075955.1)의 아미노산 1-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q96AP0
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스팩