


Anti-Ace1 폴리클론항체 - P12821

품목 번호: CM0028226



소개

WB, IHC-P, ELISA에 사용되는 인간 ACE1(안지오텐신 전환 효소)에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체. 생쥐 및 쥐와 교차 반응. 심혈관 및 신경생물학 연구에 이상적. 단백질 분자량: 150kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ACE1 Rabbit pAb
비고/별칭	DCP; ACE1; DCPI; CD143
종	인간
유전자 ID (인간)	1636
면역원	인간 ACE1 (NP_000780.1)의 아미노산 554-758 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P12821
단백질 분자량	150kDa
배송	아이스백