


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ace1 Rabbit Monoclonal Antibody - P12821

품목 번호: CM0005417



소개

WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 고품질 Anti-ACE1 토끼 단일클론 항체. 인간, 마우스, 랫트 ACE1 (P12821)을 검출합니다. 심혈관, 신경펩타이드 및 조혈모세포 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	사양
제품명	ACE1 Rabbit mAb
비고/별칭	DCP; ACE1; DCPI; CD143
종	인간
GeneID (Human)	1636
GeneID	1636
면역원	인간 ACE1 (NP_000780.1)의 아미노산 30-1261에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P12821
단백질 분자량	150 kDa
배송	아이스백