

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ace2 토끼 단클론 항체 - Q9Byf1

품목 번호: CM0010087



소개

WB, IHC-P, IF-P 및 ELISA에서 검증된 토끼 단클론 ACE2 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트와 반응합니다. 심혈관 항상성의 핵심 조절인자이자 SARS-CoV-2 수용체인 92 kDa 안지오텐신 전환 효소 2를 표적으로 합니다. 레닌-안지오텐신 시스템 및 코로나바이러스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ACE2 토끼 mAb
비고/별칭	ACEH; ACE2
종	인간
유전자 ID (인간)	59272
유전자 ID	59272
면역원	인간 ACE2 (NP_068576.1)의 아미노산 18-740에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9BYF1
단백질 분자량	92 kDa
배송	아이스팩