

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항Ace2 토끼 다클론 항체 - Q9Byf1

품목 번호: CM0016961



소개

인간 ACE2를 표적으로 하는 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, 면역형광, 면역조직화학 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 ACE2를 인식하며 레닌-안지오텐신 시스템 및 SARS-CoV-2 수용체 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	ACE2 토끼 pAb
비고/별칭	ACEH; ACE2
종	인간
유전자ID (인간)	59272
유전자ID	59272
면역원	인간 ACE2 (NP_068576.1)의 아미노산 18-740 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9BYF1
단백질 분자량	92 kDa
배송 방식	아이스백