

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항Ace2 토끼 Polymab® - Q9Byf1

품목 번호: CM0002738



소개

CamelBio는 WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증된 Anti-ACE2 토끼 PolymAb® (Q9BYF1)를 공급합니다. 이 항체는 레닌-안지오텐신 시스템의 핵심 효소이자 SARS 코로나바이러스의 수용체인 인간, 마우스, 래트 ACE2와 반응합니다. 심혈관 및 감염성 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	세부 정보
제품명	ACE2 토끼 PolymAb®
비고/별칭	ACEH
종	인간
GeneID	59272
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9BYF1
단백질 크기	53 kDa/92 kDa
배송	아이스백