


Anti-Acha4 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P43681

품목 번호: CM0003872



소개

인간 ACHA4(CHRNA4)에 대한 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 내인성 ACHA4 수준을 검출합니다. 신경과학 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	ACHA4 Rabbit mAb
비고/별칭	EBN; BFNC; EBN1; NACHR; NACRA4; NACHRA4; ACHA4
종	인간
GeneID (Human)	1137
GeneID	1137
면역원	인간 ACHA4(P43681)의 아미노산 500-600 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P43681
단백질 분자량	70kDa
배송	아이스팩