

Wb, If/Icc, Elisa용 항Ache 토끼 다클론 항체 - P22303

품목 번호: CM0029485



소개

인간 아세틸콜린에스테라아제(ACHE, P22303)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 막결합형과 가용성 형태를 모두 검출하기 위해 C-말단 영역을 타겟으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ACHE 토끼 pAb
비고/별칭	YT; ACEE; ARACHE; N-ACHE; ACHE
종	인간
유전자ID (인간)	43
유전자ID	43
면역원	재조합 단백질 인간 ACHE (NP_056646.1)의 아미노산 398-617번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P22303
단백질 분자량	68kDa
배송 방식	아이스백