


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Ackr3 토끼 다클로날 항체 - P25106

품목 번호: CM0018301



소개

WB, IF/ICC, ELISA용 Anti-ACKR3 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 마우스, 쥐 ACKR3 (CXCR7/RDC1)를 검출하며, 이는 케모카인 수준과 MAPK 경로를 조절하는 비정형 케모카인 수용체입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ACKR3 Rabbit pAb
비고/별칭	RDC1; CXCR7; RDC-1; CMKOR1; CXCR-7; CXCR-7; GPR159; ACKR3
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	57007
유전자 ID	57007
면역원	사람 ACKR3 (NP_064707.1)의 아미노산 150-250 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	P25106
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백 (Ice bag)