


Wb, Ihc-P, If, Elisa용 Anti-Acly 다클론 항체 - P53396

품목 번호: CM0017545



소개

인체 ACLY(ATP-citrate synthase)에 대한 토끼 다클론 항체. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA 검증 완료. 인간, 마우스, 쥐와 반응함. 대사 연구 및 체외 진단(IVD) 분석법 개발에 이상적임.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ACLY 토끼 pAb
비고/별칭	ACL; ATPCL; CLATP; ACLY
종	인간
GeneID (인간)	47
GeneID	47
면역원	인간 ACLY(NP_001087.2)의 752-1101 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P53396
단백질 무게	121kDa
배송	아이스팩