


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Acly 토끼 단일클론 항체 - P53396

품목 번호: CM0005047



소개

웨스턴 블롯(Western blot), IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-ACLY 토끼 단일클론 항체입니다. 사람, 쥐 및 랫트 ACLY와 반응합니다. 지질 대사, 암 대사 및 대사 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	설명
제품명	ACLY Rabbit mAb
비고/별칭	ACL; ATPCL; CLATP; ACLY
종(Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	47
GeneID	47
면역원(Immunogen)	사람 ACLY (NP_001087.2)의 아미노산 752-1101에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Applications)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	P53396
단백질 분자량	121kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)