

Wb, Elisa용 Anti-Acmsd 토끼 다클로날 항체 - Q8Tdx5

품목 번호: CM0023578



소개

사람 ACMSD에 대한 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 트립토판 대사 연구에 대해 검증되었습니다. 예상 분자량은 38 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ACMSD Rabbit pAb
비고/별칭	ACMSD
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	130013
GeneID	130013
면역원(Immunogen)	사람 ACMSD (NP_612199.2)의 아미노산 1-336에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q8TDX5
단백질 분자량	38kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)