


Anti-Aconitase 1 (Aco1) 폴리클론항체, Wb, Elisa용 - P21399

품목 번호: CM0026701



소개

사람 Aconitase 1 (ACO1/IRP1)을 표적하는 토끼 폴리클론항체로 WB 및 ELISA에 사용됩니다. 사람, 마우스 및 래트 샘플에서 검증되었습니다. 철 대사 및 TCA 회로 연구에 필수적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	Aconitase 1 (ACO1) 토끼 pAb
비고/별칭	IRP1; ACONS; HEL60; IREB1; IREBP; IREBP1; Aconitase 1 (ACO1)
종	사람
GeneID (사람)	48
GeneID	48
면역원	사람 Aconitase 1 (ACO1) (P21399)의 아미노산 100-200에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P21399
단백질 분자량	98kDa
배송	아이스백