

Anti-Aconitase 2 (Aco2) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q99798

품목 번호: CM0026798

소개

사람 Aconitase 2 (ACO2)에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 대사 및 TCA 회로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Aconitase 2 (ACO2) Rabbit pAb
비고/별칭	ICRD; OCA8; OPA9; ACONM; HEL-S-284; Aconitase 2 (ACO2)
종	사람 (Human)
Gene ID (사람)	50
Gene ID	50
면역원	재조합 단백질 사람 Aconitase 2 (Aconitase 2 (ACO2))의 아미노산 501-780에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_001089.1).
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse), 쥐 (Rat)
SWISS	Q99798
단백질 분자량	85kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)