

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Acot2 폴리클로날 항체 - P49753

품목 번호: CM0014622



소개

ACOT2에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯(Western blot), IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 미토콘드리아 지방산 산화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ACOT2 Rabbit pAb
비고/별칭	MTE1; PTE2; CTE1A; PTE2A; CTE-1A; ZAP128; ACOT2
종	인간(Human)
GeneID (인간)	10965
GeneID	10965
면역원	인간 ACOT2 (NP_006812.3)의 아미노산 222-483에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P49753
단백질 분자량	53kDa
배송	아이스 백(Ice bag)