

Wb, Elisa용 항-Acot8 토끼 다클론 항체 - O14734

품목 번호: CM0017374

소개

인간 샘플의 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에서 검증된 ACOT8 토끼 다클론 항체입니다. 지방산 대사, 담즙산 처리 및 숙주-바이러스 상호작용에 관여하는 퍼옥시좀 효소인 아실-CoA 티오에스테라아제 8(ACOT8)을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ACOT8 토끼 pAb
비고/별칭	hTE; NAPI; PTE1; PTE2; PTE-1; PTE-2; HNAACTE; hACTE-III; ACOT8
종	인간
유전자ID (인간)	10005
유전자ID	10005
면역원	인간 ACOT8 (NP_005460.2)의 아미노산 1-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O14734
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백