

Anti-Acox3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - O15254

품목 번호: CM0020660

소개

퍼옥시좀 아실-코엔자임 A 옥시다제 3(ACOX3)을 특이적으로 인식하는 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫드 샘플에서 WB, IF/ICC, ELISA 용도로 검증되었습니다. 분지사슬 지방산 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ACOX3 Rabbit pAb
비고/별칭	ACOX3
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	8310
유전자 ID	8310
면역원(Immunogen)	사람 ACOX3 (NP_001095137)의 아미노산 10-100에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	O15254
단백질 분자량	78kDa
배송(Shipping)	아이스백