

Wb 및 Elisa용 Anti-Acp1 (Lmw-Ptp) 토끼 다클론 항체 - P24666

품목 번호: CM0019546



소개

인간 ACP1(LMW-PTP, HAAP)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간과 마우스에 반응합니다. 포스포티로신 단백질 인산가수분해효소 활성화 및 관련 신호전달 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ACP1 토끼 pAb
비고/별칭	HAAP; LMWPPTP; LMW-PTP; ACP1
종	인간
GeneID (인간)	52
GeneID	52
면역원	인간 ACP1(NP_004291.1)의 아미노산 15-144에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P24666
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스팩