

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Acp1 토끼 다클론 항체 - P24666

품목 번호: CM0016364



소개

WB, IHC-P, ELISA에서 검증된 항-ACP1 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 생쥐 ACP1(18 kDa)과 반응합니다. 티로신 인산화 및 산 포스파타아제 활성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ACP1 토끼 pAb
비고/별칭	HAAP; LMWPTP; LMW-PTP; ACP1
종	인간
유전자 ID (인간)	52
유전자 ID	52
면역원	인간 ACP1(NP_009030.1)의 아미노산 1-158에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	P24666
단백질 분자량	18kDa
배송 방식	아이스백